

テプラ印刷（オプション）

テプラテープにデータを直接印刷するオプション機能です。

受注データや納品データを利用して印刷しますので、重複入力の必要がありません。

患者名・得意先名・補綴物名などが印刷できます。

歯式も印刷が可能です。（24 mmテープ使用時）

得意先様への納品時や、社内での技工物の管理などに活用していただけます。

※パソコン接続に対応した「テプラ」が必要となります。

●テプラとは

株式会社キングジム社から販売されているラベルライターです。

パソコンにプリンタ登録していただく事で、パソコンから印刷できます。

テプラの詳細はキングジム社の HP をご確認ください。

<https://www.kingjim.co.jp/products/brand/tepra-pro.html>

「テプラ」は株式会社キングジムの登録商標です。

●動作可能な「テプラ」機種（2022/07/12 現在 当社調べ）

テプラ PRO

SR-R980 / SR970 / SR950 / SR750 / SR-R680 / SR670 / SR550 / SR530 /

SR-R7900P / SR5900P / SR5500P / SR3900P / SR3700P / SR3500P / WR1000

※印刷可能なテープ幅が機種により異なります。

12mm・18mm・24mm のテープに対応した出力レイアウトがあります。

印刷可能なサイズを超えたテープには出力できませんのでご注意ください。

詳細はレイアウトをご確認ください。

➤ レイアウト（2022/07/15 現在）

12mm テープ

A：患者名

高橋 一郎 様

B：得意先名／患者名

サンプル歯科クリニック
山崎 花子 様

C：納品(予定)日／患者名

R 04/12/25
山崎 花子 様

18mm テープ

A：得意先名／患者名

サンプル歯科クリニック
高橋 一郎 様

B：得意先名／患者名／納品(予定)日

2021/12/25
サンプル歯科クリニック
山崎 花子 様

24mm テープ

A：得意先名／患者名／補綴物名／納品(予定)日

2021/12/25
サンプル歯科クリニック
高橋 一郎 様
レジン床 完成 12～14 歯

B：得意先名／患者名／補綴物／歯式／納品日

※納品のみ

R 04/12/25
サンプル歯科クリニック
高橋 一郎 様
レジン床 完成 12～14 歯
6 5 ③ 2 1 ④ ⑤ 6
6 5 ～ 4 1 2 4 ⑤ 6


C：得意先名／患者名／補綴物／歯式／納品予定日／セット日時

※受注のみ

2022/12/25 (12/26 14:00)
サンプル歯科クリニック
高橋 一郎 様
レジン床 完成 12～14 歯
6 5 ③ 2 1 ④ ⑤ 6
6 5 ～ 4 1 2 4 ⑤ 6

➤ 準備

PC に接続したテプラを印刷するプリンタとして設定します。



PC 設定からテプラを選択します。

「PC 設定」→「印刷設定」→「テプラ：テプラテープ」をクリックします。

印字に使用するプリンタにテプラを選択して保存します。

【受注データから印刷する場合】

(テクニシャン 21 をご利用の方は受注データからの印刷はできません)

受注伝票検索								
選択 [F1]		戻る [F12]		テブラ印刷画面へ		ヤマトB2用エクセル出力		
受注番号	受注日	コード	得意先	納品予定日	補綴物名/材料名	数量	備考/患者名	技工士
0	R 04/06/14	100	テスト歯科医院	R 04/06/18	FMC	1	テスト 次郎	
0	R 04/06/14	100	テスト歯科医院	R 04/06/25	FMC (金バラ)	1	テスト 花子	
0	R 04/06/13	100	テスト歯科医院	R 04/06/17	FMC (金バラ)	1	ファイン 太郎	
52098	H 22/04/21	100	テスト歯科医院	H 22/04/24	複雑なもの (P)	1	テスト 三郎	
11951	H 20/05/19	100	テスト歯科医院	H 20/05/23	軟性レジンリベース	1	ファイン 五郎	

メイン画面「受注」→「伝票検索」の順にクリックし、納品予定日や得意先・患者名など条件指定して検索します。

検索結果一覧の右上にある「テブラ印刷画面へ」をクリックします。

受注伝票テブラ印刷

テブラ印刷

印刷予定枚数: 5

抽出件数: 5

印刷 [F1]

全て選択 [F2]

全て解除 [F3]

戻る [F12]

レイアウト選択 12A: 患者名

選択	得意先	患者名	納品(予定)日	受注日	受注番号	補綴物/材料
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト歯科医院	テスト 次郎	R 04/06/18	R 04/06/14	0	FMC
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト歯科医院	テスト 花子	R 04/06/25	R 04/06/14	0	FMC (金バラ)
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト歯科医院	ファイン 太郎	R 04/06/17	R 04/06/13	0	FMC (金バラ)
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト歯科医院	テスト 三郎	H 22/04/24	H 22/04/21	52098	複雑なもの (P)
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト歯科医院	ファイン 五郎	H 20/05/23	H 20/05/19	11951	軟性レジンリベース

① チェックがついているものが印刷対象です。クリックしてチェックの付け外しができます。

② 「選択」にすべてチェックが付きます。

③ 「選択」のチェックがすべて外れます。

④ レイアウトを選択してください。

頭の数字がテープ幅(mm)です。テブラに同じ幅のテープをセットしてください。

プリンタ設定で同じテープ幅の用紙設定をしてください。

⑤ 選択にチェックがついているデータを印刷します。

